

## Liste recommandée des variétés de colza d'automne pour la récolte 2021

Type	Variétés classiques				Variétés HOLL <sup>3</sup>	
	Hybrides restaurés				Hybrides restaurés	
Variété <sup>1</sup>	DK EXLIBRIS	TEMPO	LEOPARD	TREZZOR	V350OL	V316OL
Année d'inscription	2019	2020	2018	2018	2020	2014
Précocité à la floraison	p	mt	mp	mp	mp	mp
Précocité à maturité	p	p	p	mp	mp	mp
Rendement en grain	+++	+++	++	++	+	+
Teneur en huile	+	+	++	++	+	+
Résistance <sup>2</sup>	Verse	+++	+++	+++	+++	+++
	Nécrose du collet ( <i>Phoma lingam</i> )	++	++	++	++	++

D'après les données des stations de recherche Agroscope.

Obtenteurs: NPZ (D) pour Croozer, Tempo et Leopard; DSV (D) pour V350OL et V316OL; RAGT (F) pour Trezzor ; Dekalb (F) pour DK Exlibris.

Autre variété ne figurant pas dans le tableau:

La variété **Croozer** (hybride restauré) est résistante à certains pathotypes de la hernie des crucifères (*Plasmodiophora brassicae*). Elle peut être commercialisée, mais doit être réservée exclusivement aux parcelles où la hernie des crucifères a déjà été observée.

Toutes les variétés qui sont actuellement inscrites ou l'ont été dans le passé sur la liste recommandée de swiss granum peuvent être commercialisées sous SUISSE GARANTIE.

<sup>1</sup> Toutes les variétés sont du type OO (sans acide érucique et pauvres en glucosinolates).

<sup>2</sup> Indications basées sur les observations faites dans l'expérimentation suisse, complétées par les informations de la littérature et celles des obtenteurs.

<sup>3</sup> Variété riche en acide oléique et à basse teneur en acide alpha-linolénique. A réserver à une production sous contrat. Pour garantir la qualité des variétés HOLL, éviter la présence de repousses de variétés classiques. De plus, tout mélange des deux qualités doit être exclu du semis jusqu'à la livraison au centre collecteur. Dans l'idéal, une barrière physique (ex.: route, chemin agricole, autre culture, talus) est présente entre les cultures des variétés HOLL et classiques.

### Légende:

+++	= très bon	tp	= très précoce
++	= bon	p	= précoce
+	= moyen à bon	mp	= mi-précoce
Ø	= moyen	mt	= mi-tardive
-	= moyen à faible	t	= tardive

Case vide = aucune information